


# KERN EOC-A03

Halterung zum Festschrauben des Auswertegeräts an die Plattform, nachrüstbar



## Piktogramme

STANDARD



### Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Waage
Produktgruppe	Montageblech

### Messsystem

Linearität	±
------------	---

### Bauform

Abmessungen (B×T×H)	200×100×40 mm
---------------------	---------------

### Funktionen

IP-Schutz - Kompletgerät	kein IP-Schutz
--------------------------	----------------

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [Min] (°C)	-20 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	60 °C

### Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	200×100×50 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,60 kg
Bruttogewicht ca.	0,60 kg
Versandgewicht	0,563 kg

### Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761192478
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration