

KERN HK-DB

KERN

Premium Leeb-Härteprüfgerät inklusive Härtevergleichsblock



Skala - Anzeigetyp Digital

Funktionen

Funktion zur Mittelwertbildung	✓
360° Messung möglich	✓
Speicherfunktion	✓
Statistik-Funktion	✓
Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb	0.5 - 60 min

Schnittstelle

Schnittstellen	USB-Device
----------------	------------

Energieversorgung

mitgelieferte Stromversorgung	Batterie
Batterie-/Akkuart	Alkali(-Mangan)
Batterie	2×1.5 V AA
Batterie Betriebsdauer	200 h
Batterie-Kapazität	3.000 mAh
Batterie-Spannung	1,5 V

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

Dienstleistungen

Artikelnummer für Werkskalibrierung	961-131
-------------------------------------	---------

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	368×215×85 mm
Nettogewicht	0,425 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,45 kg
Bruttogewicht ca.	4,2 kg
Versandgewicht	4,2 kg

Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Härteprüfung
Produktgruppe	Leeb-Härteprüfgerät
Produktfamilie	HK

Messsystem

Messbereich [Min] (HLx)	170
Messbereich [Max] (HLx)	960
Ablesbarkeit Härte [d] (Hlx)	1
Messsonde Länge	14,6 cm
Messsonde Durchmesser	2 cm
Prüfobjekt Mindestgewicht [Min]	2 kg
Prüfobjekt Dicke [Min]	2 mm
Härteskalen	HLD
Leeb-Härteprüfgerät Sensortyp	D
Prüfblock inklusive	✓
Einheiten	HL HV HB HRB HRC
Toleranz (% von [Max])	1%

Display

Display-Art	Grafik-LCD
Display Ziffernhöhe	11 mm

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	132×82×31 mm
Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	132×82×31 mm
Material Gehäuse	Aluguss

KERN HK-DB



Premium Leeb-Härteprüfgerät inklusive Härtevergleichsblock

Piktogramme

STANDARD



OPTION

