

KERN MAP 130K1

KERN

Handkraftmessgerät für Kraftsportler – ideal zum Einsatz in der Rehabilitation nach Verletzungen



Kategorie

| | |
|------------------|-----------------|
| Marke | KERN |
| Produktkategorie | Medizinwaage |
| Produktgruppe | Handkraftmesser |
| Produktfamilie | MAP |

Messsystem

| | |
|----------------------------|------------|
| Wägebereich [Max] | 130 kg |
| Ablesbarkeit [d] | 100 g |
| Empfohlenes Justiergewicht | 60 kg (M1) |
| Mögliche Justierpunkte | 60 kg |
| Einheiten | kg lb |

Display

| | |
|---------------------|------------|
| Display-Art | Grafik-LCD |
| Display Ziffernhöhe | 11 mm |

Bauform

| | |
|---------------------------|---------------|
| Abmessungen Gerät (B×T×H) | 55×102×212 mm |
|---------------------------|---------------|

Funktionen

| | |
|---|-------|
| Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb | 1 min |
|---|-------|

Energieversorgung

| | |
|-------------------------------|------------------|
| mitgelieferte Stromversorgung | Batterie |
| Batterie-/ Akkuart | Li-Metal |
| Batterie | CR2450 |
| Batterieanschluss | Batterie-Einsatz |
| Batterie Betriebsdauer | 53 h |
| Batterie-Kapazität | 630 mAh |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Batterie-Spannung | 3 V |
| Anzahl Batterie-Zellen | 1 |
| Batterie – Einzelgewicht | 6,5 g |
| Batterie – Gesamtgewicht im Artikel | 6,5 g |
| Batterie – Aufbau/Form | Einzelne Zellen |
| Batterie-Kapazität (Wh) | 1,89 Wh |
| Batterie – Lithium-Gehalt | 2,2 mg |
| Tests nach UN 38.3 bestanden | ✓ |
| Batterie/Akku angeschlossen | nicht angeschlossen, im Gerät isoliert |

Umgebungsbedingungen

| | |
|---------------------------------|--------|
| Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max] | 80 % |
| Verwendungstemperatur [Min] | 5 °C |
| Verwendungstemperatur [Max] | 35 °C |
| Lagertemperatur [Min] | -20 °C |
| Lagertemperatur [Max] | 60 °C |

Zulassung

| | |
|------------|---|
| CE Zeichen | ✓ |
|------------|---|

Dienstleistungen

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Artikelnummer für Werkskalibrierung | 961-102K |
|-------------------------------------|----------|

Verpackung & Versand

| | |
|--|----------------|
| Abmessungen Transportbehältnis (B×T×H) | 350×265×85 mm |
| Lieferzeit | 1 d |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 367×285×100 mm |
| Versandart | Paketdienst |
| Nettogewicht ca. | 0,35 kg |
| Bruttogewicht ca. | 1,8 kg |
| Versandgewicht | 2,1 kg |

Produktinformationen

| | |
|------------------|--|
| GTIN/EAN-Nummer | 4045761124455 |
| REACH-Einstufung | keine Stoffe über der zulässigen Konzentration |

KERN MAP 130K1



Handkraftmessgerät für Kraftsportler – ideal zum Einsatz in der Rehabilitation nach Verletzungen

Piktogramme

STANDARD



OPTION

