

KERN MGC 100K-1

KERN

De robuuste klassieker om snel het lichaamsgewicht vast te leggen



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Medische weegschaal
Productgroep	Badkamerweegschaal
Productfamilie	MGC

Meetsysteem

Weegsysteem	Mechanische balans
Weegbereik [Max]	150 kg
Af leesbaarheid [d]	1 kg
Reproduceerbaarheid	1 kg
Linearisatie	± 2 kg
Resolutie	150
Justermogelijkheden	Justering niet mogelijk
Inslingertijd	1,5 s
Opwarmtijd	10 min
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	1,5 kg
Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Eenheden	kg
Vooraf ingestelde eenheid	kg

Scherm

Scherm cijferhoogte	8 mm
---------------------	------

Ontwerp

Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	290×425×90 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	265×210 mm
Afmetingen weegoppervlak	265×210 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	265×210×40 mm

Materiaal behuizing	staal, gelakt
---------------------	---------------

Materiaal weegoppervlak	kunststof
-------------------------	-----------

Materiaal displaybehuizing	kunststof
----------------------------	-----------

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
----------------------------	--------

Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C
----------------------------	-------

Luchtvochtigheid omgeving [Min]	5 %
---------------------------------	-----

Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
---------------------------------	------

Opslagtemperatuur [Min]	-20 °C
-------------------------	--------

Opslagtemperatuur [Max]	60 °C
-------------------------	-------

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
-------------	-----

Afmetingen verpakking (B×D×H)	470×315×113 mm
-------------------------------	----------------

Verzendmethode	Pakketdienst
----------------	--------------

Nettogewicht ca.	3,2 kg
------------------	--------

Brutogewicht ca.	3,6 kg
------------------	--------

Verzendgewicht	3,5 kg
----------------	--------

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761202078
-----------------	---------------

REACH classificatie	geen verboden stoffen
---------------------	-----------------------

Pictogrammen

STANDARD

