

KERN MGD 200K-1L

KERN

Elegant design in combinatie met plat en stabiel glazen weegplateau voor makkelijk betreden en een maximum aan veiligheid



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Medische weegschaal
Productgroep	Badkamerweegschaal
Productfamilie	MGD

Meetsysteem

Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	250 kg
Afreesbaarheid [d]	0,1 kg
Reproduceerbaarheid	1,35 kg
Linearisatie	± 1,35 kg
Resolutie	2.500
Justermogelijkheden	Justering niet mogelijk
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	10 min
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	1,35 kg
Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Eenheden	kg lb
Tolerantie (% van [Max])	0,5%
Maximale kruip (15 minuten)	200 g
Maximale kruip (30 minuten)	400 g
Vooraf ingestelde eenheid	kg

Scherm

Type display	LCD
Scherm cijferhoogte - kleinste cijfer	10 mm
Scherm cijferhoogte	50 mm

Ontwerp

Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	380×330×27 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	380×330 mm
Afmetingen weegoppervlak	380×330 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	380×330×27 mm

Functies

Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	1 min
---	-------

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Batterij
Stroomvoorziening afneembaar	afneembaar
Type batterij/accu	Alkali(-mangaan)
Batterij	3×1,5V AAA
Batterijaansluiting	Batterijhouder
Batterij oplaadtijd	100 h
Batterij capaciteit	420 mAh
Batterij spanning	1,5 V
Aantal batterijcellen	1
Batterij – enkelgewicht	11,5 g
Batterij – totaalgewicht in het artikel	11,5 g
Batterij – opbouw/vorm	Afzonderlijke cellen
Batterijcapaciteit (Wh)	0,63 Wh
Batterij/accu aangesloten	niet aangesloten, geïsoleerd in het apparaat

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C
Luchtvochtigheid omgeving [Min]	5 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Opslagtemperatuur [Min]	-20 °C
Opslagtemperatuur [Max]	60 °C

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Diensten

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	963-129
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

KERN MGD 200K-1L

Elegant design in combinatie met plat en stabiel glazen weegplateau voor makkelijk betreden en een maximum aan veiligheid

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	410×352×43 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	1,6 kg
Brutogewicht ca.	2,8 kg
Verzendgewicht	2,8 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	404576 1202092
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

