

# KERN MPD 200K-1EM

# KERN

Professionele step-on-personenweegschaal met medische goedkeuring, ijking optioneel



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Medische weegschaal
Productgroep	Personenweegschaal
Productfamilie	MPD

## Meetsysteem

Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	250 kg
Afreesbaarheid [d]	0,2 kg
Reproduceerbaarheid	0,2 kg
Linearisatie	± 0,2 kg
Minimumgewicht [Min]	4 kg
Conformiteitsbeoordeling mogelijk	✓
Resolutie	1.250
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	200 kg (M1)
Opwarmtijd	10 min
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,2 kg
Eenheden (indien de eenheid wordt beoordeeld op conformiteit)	kg
Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Eenheden	kg
Vooraf ingestelde eenheid	kg

## Scherm

Type display	LCD
Scherm cijferhoogte	25 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Symbolische taal

## Ontwerp

Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	365×490×120 mm
Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	200×130×60 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	365×360×80 mm
Materiaal behuizing	staal, gelakt
Materiaal weegoppervlak	kunststof
Materiaal displaybehuizing	kunststof
Waterpas	✓
Stelschroeven verstelbaar	✓

## Functies

Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	15 sec
Tarreefunctie	geen
Aantal toetsen voor bediening	1

## Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Batterij
Type batterij/accu	Alkali(-mangaan)
Batterij	6×1.5 V AA
Batterijaansluiting	Batterijhouder
Batterij oplaadtijd	20 h
Batterij capaciteit	55 mAh
Batterij spanning	18 V
Aantal batterijcellen	6
Batterij – enkelgewicht	276 g
Batterij – totaalgewicht in het artikel	1656 g
Batterijcapaciteit (Wh)	0,66 Wh
Tests volgens UN 38.3 doorstaan	✓
Batterij/accu aangesloten	niet aangesloten, bijgevoegd

## Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Opslagtemperatuur [Min]	-20 °C
Opslagtemperatuur [Max]	60 °C

## Approval

CE-teken	✓
Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk	✓
Nauwkeurigheidsklasse	III

# KERN MPD 200K-1EM

**KERN**

Professionele step-on-personenweegschaal met medische goedkeuring, ijking optioneel

Ijkeenheid [e] 0,2 kg

Goedkeuring conform 2017/745  
(MDR, med.) ✓

## Diensten

Artikelnummer voor afstelling op  
de opstelplaats 961-249

Artikelnummer voor  
conformiteitsbeoordeling (ijking) 965-129

Artikelnummer voor DAkkS-  
kalibratie 963-129

Artikelnummer voor  
conformiteitscertificaat 969-517

## Verpakking & verzending

Levertijden 1 d

Afmetingen verpakking (B×D×H) 560×440×190 mm

Verzendmethode Pakketdienst

Nettogewicht ca. 9 kg

Brutogewicht ca. 11 kg

Verzendgewicht 10,5 kg

## Productinformatie

GTIN/EAN-nummer 4045761183391

REACH classificatie geen verboden stoffen

## Pictogrammen

### STANDARD



### FACTORY



CE  
0297