


# KERN MPL 200K-1P

**KERN**

Personenweegschaal met statief voor een comfortabele, ergonomisch verbeterde bediening



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Medische weegschaal
Productgroep	Personenweegschaal
Productfamilie	MPL

## Meetsysteem

Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	250 kg
Afreesbaarheid [d]	0,1 kg
Reproduceerbaarheid	0,1 kg
Linearisatie	± 1 kg
Resolutie	2.500

## Justermogelijkheden

Justering met extern gewicht	
Aanbevolen justergewicht	150 kg (M1)
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	10 min
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,5 kg

## Bauart der Waage

Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Eenheden	kg lb
Vooraf ingestelde eenheid	kg

## Scherm

Type display	LCD
Scherm cijferhoogte	28 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Symbolische taal

## Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	350×350×960 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	350×380×960 mm
Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	190×73×27,5 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	350×350 mm
Afmetingen weegoppervlak	350×350 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	350×350×45 mm
Materiaal displaybehuizing	kunststof
Statief hoogte	900 mm

## Functies

Functie voor de berekening van de BMI	✓
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	10 sec
Tarreefunctie	handleiding (eenmalig)
Aantal toetsen voor bediening	2

## Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Batterij
Stroomvoorziening afneembaar	afneembaar
Type batterij/accu	Alkali(-mangaan)
Batterij	4×1.5 V AA
Batterijaansluiting	Batterijhouder
Batterij spanning	6 V
Batterij - enkelgewicht	92 g
Batterij/accu aangesloten	niet aangesloten, bijgevoegd

## Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C
Luchtvochtigheid omgeving [Min]	5 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %

## Approval

CE-teken	✓
----------	---

## Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-249
Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	963-129
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

# KERN MPL 200K-1P

**KERN**

Personenweegschaal met statief voor een comfortabele, ergonomisch verbeterde bediening

## Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	445×1030×140 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	3,8 kg
Brutogewicht ca.	6 kg
Verzendgewicht	12,8 kg

## Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	404576 1201996
REACH classificatie	geen verboden stoffen

## Pictogrammen

### STANDARD

