

KERN MPS 200K100PM

KERN

Stijlvolle personenweegschaal met BMI-functie evenals medische goedkeuring voor professioneel gebruik in de medische diagnostiek, ijking optioneel



Talen voor gebruikersinterfaces Symbolische taal

Ontwerp

Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	275×445×1020 mm
Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	215×110×45 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	275×295×58 mm
Materiaal behuizing	staal, gelakt
Materiaal weegoppervlak	staal, gelakt
Materiaal displaybehuizing	kunststof
Waterpas	✓
Stelschroeven verstelbaar	✓
Statief hoogte	1000 mm

Functies

PreTare-functie	✓
Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden	✓
Functie voor de berekening van de BMI	✓
Hold-functie	✓
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	3 min off 4 min 5 min 2 min
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Aantal toetsen voor bediening	20

Interface

Interfaces	RS-232 standaard
------------	------------------

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	AC-adapter & batterijfunctie (batterij niet inbegrepen)
Voedingseenheid type	Stekkeradapter
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO UK CH
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO UK US CH
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Stroomvoorziening afneembaar	afneembaar

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Medische weegschaal
Productgroep	Personenweegschaal
Productfamilie	MPS

Meetsysteem

Meetbereik lengtmeetlat (cm)	60-100cm @ 0,1cm ± 0,5cm 100-205cm @ 0,1cm ± 1cm
------------------------------	---

Weegsysteem Rekmeetstrip

Weegbereik [Max] 200 kg

Afleesbaarheid [d] 0,1 kg

Reproduceerbaarheid 0,1 kg

Linearisatie ± 0,1 kg

Minimumgewicht [Min] 2 kg

Conformiteitsbeoordeling mogelijk ✓

Resolutie 2.000

Justermogelijkheden Justering met extern gewicht

Aanbevolen justergewicht 200 kg (M1)

Opwarmtijd 10 min

Excentrische belasting bij 1/3 [Max] 0,1 kg

Bauart der Waage Weegschaal met één bereik

Eenheden kg

Vooraf ingestelde eenheid kg

Scherm

Type display	LCD
Scherm cijferhoogte	27 mm

KERN MPS 200K100PM

KERN

Stijlvolle personenweegschaal met BMI-functie evenals medische goedkeuring voor professioneel gebruik in de medische diagnostiek, ijking optioneel

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	12 V, 500 mA
Contactdoos voor voedingseenheid	Holle stekker, binnen minus, Ø buiten 5,5 mm, Ø binnen 2,1 mm, lang 9,5 mm
Batterij	6×1.5 V AA
Batterij oplaadtijd	50 h
Accu	FOB-A08
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	35 h
Accu oplaadtijd	14 h
Accu optioneel	Accu optioneel - intern

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	5 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	35 °C
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Opslagtemperatuur [Min]	-20 °C
Opslagtemperatuur [Max]	60 °C

Approval

CE-teken	✓
Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk	✓
Nauwkeurigheidsklasse	III
IJkeenheid [e]	0,1 kg
Goedkeuring conform 2017/745 (MDR, med.)	✓

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-249
Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	965-129
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-129
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	1180×400×330 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	7 kg
Brutogewicht ca.	11 kg
Verzendgewicht	31,2 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761192829
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



OPTION



FACTORY



CE
0297