

KERN OBB-A 1 1 10

KERN

Achromatisches Objektiv, 20x /0,4 (gefedert) W.D. (1,75 mm)

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Optisches Instrument
Produktgruppe	Mikroskopobjektiv achromatisch

Bauform

Anti-Fungus	✓
-------------	---

Objektiv

Objektiv Vergrößerung	20x
Objektivqualität	Achromatisch
Numerische Apertur	0,4
Objektiv Arbeitsabstand	1,75 mm

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	65×40×40 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Bruttogewicht ca.	0,60 kg
Versandgewicht	0,6 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761164499
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration