

KERN OBB-A 1 1 10

KERN

Achromatisch objectief, 20x /0,4 (geveerd) W.D. (1,75 mm)

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Optische Instrument
Productgroep	Microscoop objectief achromatisch

Ontwerp

Anti fungus	✓
-------------	---

Objektief

Objectief vergroting	20x
Objectiefkwaliteit	Achromatisch
Numerieke apertuur	0,4
Objectief werkende afstand	1,75 mm

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	65×40×40 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Brutogewicht ca.	0,60 kg
Verzendgewicht	0,6 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761164499
REACH classificatie	geen verboden stoffen