

# KERN OBB-A1111

**KERN**

Achromatisches Objektiv, 4x /0,1 W.D. (18,6 mm)



## Piktogramme

STANDARD



### Kategorie

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Marke            | Optics                            |
| Produktkategorie | Optisches Instrument              |
| Produktgruppe    | Mikroskopobjektiv<br>achromatisch |

### Bauform

|             |   |
|-------------|---|
| Anti-Fungus | ✓ |
|-------------|---|

### Objektiv

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Objektiv Vergrößerung   | 4x           |
| Objektivqualität        | Achromatisch |
| Numerische Apertur      | 0,1          |
| Objektiv Arbeitsabstand | 18,6 mm      |

### Umgebungsbedingungen

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Lagertemperatur [Min] | -5 °C |
| Lagertemperatur [Max] | 40 °C |

### Verpackung & Versand

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Lieferzeit                        | 1 d         |
| Abmessungen Verpackung<br>(B×T×H) | 65×40×40 mm |
| Versandart                        | Paketdienst |
| Nettogewicht ca.                  | 0,30 kg     |
| Bruttogewicht ca.                 | 0,60 kg     |
| Versandgewicht                    | 0,6 kg      |

### Produktinformationen

|                  |   |
|------------------|---|
| GTIN/EAN-Nummer  | 4045761164505                                     |
| REACH-Einstufung | keine Stoffe über der<br>zulässigen Konzentration |