

# KERN ODC-A2403

Kalibrier-Objektträger mit Mikrometer (0,01 mm)

**KERN**



## Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Optisches Instrument
Produktgruppe	Kalibrier-Objektträger

## Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	80×50×40 mm
Nettogewicht	0,1 kg
Versandart	Paketsdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Bruttogewicht ca.	0,20 kg
Versandgewicht	0,2 kg

## Piktogramme

STANDARD

