

KERN ORA-A 1010

KERN

Destilliertes Wasser 0 %



Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Optisches Instrument
Produktgruppe	Kalibrierflüssigkeit

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	100×70×30 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,40 kg
Versandgewicht	0,4 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761240599
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD

