

KERN OZB-A56 14

KERN

Gesoldeerde bescherm lens voor stereomicroscopen



Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Optische Instrument
Productgroep	Lens

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	55×55×25 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,50 kg
Brutogewicht ca.	0,70 kg
Verzendgewicht	0,7 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761169807
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

