

# KERN OZB-A6303

# KERN

Individualität, Vielfalt und flexibles Arbeiten durch unser Baukastensystem ► ECO-Universalständer

## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Mikroskop
Produktgruppe	Stereomikroskop-Ständer
Produktfamilie	OZB-UE

## Bauform

Abmessungen (B×T×H)	770×85×300 mm
---------------------	---------------

## Stereomikroskop-Ständer

Ständer-Bauweise	Universal (Federgelenkarm mit Klemme/Halter/ Grobtrieb)
Armlänge	850 mm

## Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	580×420×370 mm
Nettogewicht	7 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	7 kg
Bruttogewicht ca.	9 kg
Versandgewicht	18 kg