

KERN SFE-A01

KERN

Stativ zum Hochsetzen des Auswertegeräts



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Waage
Produktgruppe	Stativ

Bauform

Stativhöhe	200 mm
Stativ neigbar	✓

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	195×250×85 mm
Nettogewicht	0,62 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,65 kg
Bruttogewicht ca.	0,70 kg
Versandgewicht	0,8 kg

Piktogramme

STANDARD

