

SAUTER TVP

Manueller Prüfstand für Druckkraftmessung

KERN



Versandgewicht 12 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer 404576 1 139756
REACH-Einstufung keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke Sauter
Produktkategorie Prüfstand
Produktgruppe Manueller Prüfstand
Produktfamilie TVP

Bauform

Abmessungen (B×T×H) 150×233×420 mm
Abmessungen Gehäuse (B×T×H) 150×233×420 mm
Abmessungen komplett montiert (B×T×H) 150×233×420 mm
Material Gehäuse Metall, lackiert
Antriebsart manuell Hebel
Montage - Kraftausleitung 5x Gewindebohrung M6
Montage - Krafteinleitung 5x Gewindebohrung M6
Erzeugte Kraft [Max] 500 N
Mess-Ausrichtung vertikal
Messraumhöhe [Max] 315 mm
Verfahrweg mit Hebelbewegung / Auslösen [Max] 78 mm

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min] -10 °C
Lagertemperatur [Max] 40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit 1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H) 570×275×240 mm
Versandart Paketdienst
Nettogewicht ca. 11 kg
Bruttogewicht ca. 12 kg